


# Calistar<sup>S</sup>

SINGLE INCISION POP REPAIR SYSTEM

**AVENDO PER OBIETTIVO RISULTATI ANATOMICI E FUNZIONALI**





## Calistar S Single Incision POP Repair System

Il Sistema è indicato per la riparazione del prolasso anteriore e apicale in quanto rinforza le strutture di sostegno del pavimento pelvico.

La procedura è eseguita attraverso una singola incisione vaginale.

## FISSAGGIO SEMPLICE E SICURO

### Ancorette TAS (Tissue Anchoring System)

- Sei punti di fissaggio a 360° e uno stop di sicurezza forniscono un ancoraggio robusto e sicuro ai legamenti sacrospinosi.
- Alta tenuta alla trazione.

### BENEFICI

- Fissaggio rapido, semplice e preciso ai legamenti sacrospinosi.
- Risultati duraturi.



### Bracci anteriori di fissaggio

- Esclusivo sistema di fissaggio multipoint.
- Basso profilo dimensionale.

### BENEFICI

- Affidabile fissaggio primario al muscolo otturatore interno.
- Minima invasività dei tessuti.



## GUIDATI CON PRECISIONE

### Guida con Insetto Retrattile (RIG):

- Impugnatura ergonomica con inseritore di minimo diametro.
- Funzionamento a 3 stadi «tieni-erilascia».

### BENEFICIO

- Controllo totale mentre viene scelto il punto di fissaggio corretto a seconda della paziente.




## RINFORZANDO CON UN DESIGN INTELLIGENTE E MENO MATERIALE

### Impianto di Calistar S

- Area centrale con mesh da 16 gr/m<sup>2</sup>.
- Rinforzo per i Livelli I & II di De Lancey.
- Indici di elasticità differenti sugli assi longitudinale e trasversale.

### BENEFICI

- Minima interferenza con i tessuti nativi.
- Riparazione dei difetti anteriori e apicali.
- Funzione vaginale normale ben preservata.
- Risultati notevoli funzionalmente e anatomicamente.





## INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Calistar S - Kit per il Trattamento del Prolasso Vaginale Anteriore e Apicale

### NUMERO D'ORDINE: KIT – CALISTAR S

- 1 CALISTAR S - Impianto per il Prolasso Vaginale Anteriore e Apicale - Ref: CALISTAR-S
- 3 TAS (Tissue Anchoring System) ancorette con fili di sutura - Ref: TAS
- 1 Guida con Insetto Retrattile - Ref: DPN-MNL
- 1 Strumento per i Bracci Anteriori di Calistar S - Ref: DPN-MNC
- 1 Spingi Nodo - Ref: KP



Prodotto da:

**Promedon**  
— People + Innovation  
[www.promedon.com](http://www.promedon.com)

Distribuito in Italia da:

**DIMED**

Telefono: +39 011 9723910  
E-mail: [info@dimedonline.com](mailto:info@dimedonline.com)

B-90-33(01)/18-Oct-2015

