



PROCTOLOGIA

Apparecchiatura laser
minimamente invasiva
per il trattamento di
emorroidi, fistole e cisti
pilonidali

- Procedura semplice, sicura ed efficace
- Procedura ambulatoriale in day-hospital
- Nessun evento avverso
- Ottimi risultati clinici
- Rapido ritorno alle attività quotidiane

Gigaa laser sta implementando la tecnologia laser minimamente invasiva di nuova generazione per aprire la strada agli standard più avanzati nel campo delle soluzioni terapeutiche in Proctologia. Fornisce una soluzione semplice, sicura ed altamente efficace per il trattamento di emorroidi, fistole, condilomi e cisti pilonidali. Questo nuovo approccio consente una procedura breve e minimamente invasiva praticamente senza convalescenza per il paziente. Elimina i sintomi della patologia, riducendo al minimo recidive, dolore post-operatorio, complicanze ed eventi avversi come danni allo sfintere anale e stenosi.

SOLUZIONE

COMPLETA PER COLONPROCTOLOGIA

Il laser per Proctologia applica l'energia per interrompere l'afflusso di sangue alle emorroidi o chiudere efficacemente il tratto della fistola, evitando lesioni dei tessuti. Le procedure minimamente invasive sono sicure e facili da eseguire. Inoltre, offrono un tasso di successo maggiore rispetto ai metodi tradizionali.

- Soluzione completa per colonproctologia
- Apparecchiatura versatile per trattamenti personalizzati
- Compatto e portatile


KIT COMPLETO DI ACCESSORI

Gigaa Laser fornisce ai medici una soluzione completa di supporto alla procedura, dai laser dedicati, passando per un'ampia gamma di fibre, fino ai manipoli per trattamenti personalizzati. Vengono messe a disposizione soluzioni ottimali per trattare un elevato numero di patologie e massimizzare i risultati.

CENTRI DI FORMAZIONE


Sosteniamo gli esperti

Gigaa Laser è in contatto con centri di formazione a livello globale per dare supporto ai chirurghi con training pratici, facili e intuitivi.




FISTOLE ANALI

L'approccio minimamente invasivo basato su tecnologia laser utilizza l'energia termica per distruggere il tessuto connettivo infiammato del tratto della fistola evitando l'incisione e dunque il rischio di danno alle strutture anatomiche. Si utilizza la fibra dedicata ad emissione radiale per chiudere la piaga interna della fistola. L'energia laser asporta e sutura la piaga interna della fistola.



EMORROIDI DI 2° E 3° GRADO

Gbox offre una procedura semplice ed efficace per il trattamento delle emorroidi di basso grado: dopo l'inserimento della fibra laser fino all'estremità terminale del gavoccio, si eroga potenza laser retrotraendo la fibra stessa. I tempi di intervento ridotti e la massima precisione nell'erogazione laser garantiscono rapidità e assenza di dolore.



EMORROIDI DI 3° E 4° GRADO

Il trattamento delle emorroidi di 3° e 4° grado che implica l'emorroidectomia è associato ad alti rischi, ad un lungo e doloroso periodo di recupero e ad un tasso relativamente alto di eventi avversi e complicanze. Gbox offre un nuovo metodo di trattamento per risultati migliori e minore disagio per i pazienti.

CISTI PILONIDALI

La tecnologia laser a diodi rappresenta il trattamento ideale per intervenire sul tratto del sinus, preservare la pelle e prevenire un nuovo sviluppo della fistola stessa. È una procedura minimamente invasiva che garantisce una riduzione del dolore e delle cure post-operatorie, un rapido ritorno alle normali attività quotidiane ed una riduzione dei costi di sala operatoria.

CATALOGO PRODOTTI

Codice	Prodotto
F.02.033	Laser a diodi Gbox. 1470 nm, 15 W.
SF000027	Hemorrhoid Probe. Fibra ottica per emorroidi di 3° e 4° grado. Sterile monouso. Conf. 5 pz.
BFF000015	Fibra ottica bare fiber 1000 µm a punta piatta per il trattamento di emorroidi di 2°-3° grado. Sterile monouso. Conf. 5 pz.
BFF000066	Fibra ottica bare fiber 600 µm a punta piatta per il trattamento di condilomi. Sterile monouso. Conf. 5 pz.
SF000035	Fistula fiber. Fibra ottica per fistole e cisti pilonidali. Sterile monouso. Conf. 5 pz.

